

# KERN MGD 200K-1LS05

# KERN

Elegant design in combinatie met plat en stabiel glazen weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Badkamerweegschalen

## Meetsysteem

Aflesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	250 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1,35 kg
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Reproducibilidad	1,35 kg
Linearisatie	± 1,35 kg
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	2.500
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	50 mm
---------------------	-------

## Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	380×330×27 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	380×330×27 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	380×330 mm

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min
---	-------

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij oplaadtijd	100 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	410×352×215 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	16 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

## Piktogramme

### STANDARD

