

# KERN MPD 200K-1EM

# KERN

Professionele step-on-personenweegschaal met ijk- en medische goedkeuring



Goedkeuring volgens 93/42/EEG (med.) ✓

## Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	200×130×60 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	365×360×80 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	365×490×120 mm
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal displaybhuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	1
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	15 sec
Tarreefunctie	geen

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	6×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	20 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	560×440×190 mm
Nettogewicht ca.	9 kg
Brutogewicht ca.	11 kg
Verzendgewicht	10,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
--------------------------------------------------	---------

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Personenweegschalen

## Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	200 g
Weegbereik [Max]	250 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,2 kg
Minimumgewicht [Min]	4 kg
Reproducibilidad	0,2 kg
Linearisatie	± 0,2 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	1.250
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 kg (M1)

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,2 kg

# KERN MPD 200K-1EM



Professionele step-on-personenweegschaal met ijk- en medische goedkeuring

Artikelnummer voor  
conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-129

Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 963-129

Artikelnummer voor  
conformiteitscertificaat 969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

