

# KERN MPI 200K-1S05

# KERN

Pèse-personne avec plateau particulièrement grand et plat pour un accès facile et une sécurité maximale



## Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	15 sec
Fonction de tare	non

## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Pile
Pile	4×1,5 V AAA
Pile temps de chargement	20 h

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	510×420×415 mm
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	18 kg

## Services

Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517
--	---------

## Piktogramme

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances médicales
Groupe de produit	Pèse-personnes à colonne

## Système de mesure

Lecture [d]	100 g
Portée [Max]	200 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,5 kg
Reproductibilité	0,1 kg
Linéarité	± 0,5 kg
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	2.000
Unités de mesure	kg lb
Unité pré-réglée	kg
Temps de préchauffage	10 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement impossible
Poids de réglage recommandé	200 kg (M1)

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran hauteur de chiffres	30 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

## Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	430×370×50 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	430×370 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	plastique