

KERN MPI 200K-1S05

KERN

Personenweegschaal met bijzonder groot en plat weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	15 sec
Tarreefunctie	geen

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	4×1,5 V AAA
Batterij oplaadtijd	20 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	510×420×415 mm
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	18 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Personenweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	200 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linearisatie	± 0,5 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	2.000
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Aanbevolen justergewicht	200 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	430×370×50 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	430×370 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	kunststof