


KERN MPK 200K-1P



Pèse-personne à colonne pour une utilisation pratique et ergonomique



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances médicales
Groupe de produit	Pèse-personnes à colonne

Système de mesure

Lecture [d]	100 g
Portée [Max]	250 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,5 kg
Reproductibilité	0,1 kg
Linéarité	± 1 kg
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	2.500
Unités de mesure	kg lb
Unité prééglée	kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	250 kg (M1)

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran hauteur de chiffres	28 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	190×73×27,5 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	350×370×960 mm

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	350×350×45 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	350×420×955 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	350×350 mm
Matériau boîtier	plastique ABS
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	plastique
Colonne hauteur	900 mm

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min 5 min 30 min 15 min
Fonction de tare	manuellement (une fois)
Fonction Hold	✓

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Pile
Pile	4×1.5 V AA
Pile temps de chargement	100 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	445×1003×145 mm
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	7 kg
Poids d'expédition	12,9 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-249
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-129
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

KERN MPK 200K-1P



Pèse-personne à colonne pour une utilisation pratique et ergonomique

Piktogramme

STANDARD

