


KERN MPK 200K-1P

KERN

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening



Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×370×960 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	350×350×45 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	350×420×955 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	350×350 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Statief hoogte	900 mm

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Hold-functie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	445×1003×145 mm
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	12,9 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschalen
Productgroep	Personenweegschalen

Meetsysteem

Aflesbaarheid [d]	100 g
Weegbereik [Max]	250 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	2.500
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	250 kg (M1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	190×73×27,5 mm
-------------------------------------	----------------

KERN MPK 200K-1P



Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening

Piktogramme

STANDARD

