

KERN MSW 200S05

Ruban de mesure avec enrouleur pratique

KERN



Poids d'expédition

8 kg

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances médicales
Groupe de produit	Mesure de la taille du corps

Système de mesure

Lecture longueur [d]	1 mm
Plage de mesure longueur [Max]	2,05 m
Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Tolérance toise	5 mm
Unités de mesure	mm
Unité prééglée	mm
Plage de mesure toise (cm)	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm

Homologation

Sigle CE	✓
Approbation médicale selon 93/42/EEC	✓

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	55×90×20 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	55×90×20 mm

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	400×500×200 mm
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,50 kg