

# KERN MWA-A01

Leuning 1050 mm

# KERN



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Statiefs

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	560×40×1013 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1000×560×30 mm
Statief hoogte	1050 mm
Statief draaibaar	✓
Statief kantelbaar	✓

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	600×1100×25 mm
Nettogewicht ca.	4,0 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,4 kg

## Piktogramme