

KERN MWA-A04

KERN

Set de barres de retenue avec siège patient rabattable pour chaise roulante
KERN MWA



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances
Groupe de produit	Pieds

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	470×310×460 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	1015×970×750 mm
Matériau	acier, laqué
Colonne hauteur	1125 mm
Colonne rotatif	✓

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	2 d
Mode de livraison	Transporteur
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×1000×1816 mm
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	9 kg
Poids d'expédition	8,5 kg

Piktogramme

STANDARD

