

KERN OBB-A 1 104



„Swing-out“ condensor N.A. centreerbaar (met diafragmaopening)



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische instrumenten
Productgroep	Microscoop condensor

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×70 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Piktogramme

STANDARD

