

KERN OBB-A 1125

KERN

Tube binoculaire Tête de siedentopf 30° incliné



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Tête de microscope

Forme de construction

Tube type	Siedentopf
Tube type	Binoculaire
Angle d'inclinaison du tube	30°
Rotation du tube à 360°	✓
Compensation dioptrique	bilatéral
Écart pupillaire [Min]	50 mm
Écart pupillaire [Max]	75 mm

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	2,0 kg

Piktogramme

STANDARD

