

# KERN OBB-A 1 153

# KERN

Unité d'épifluorescence HBO 100 W, coulisseau à 2 filtres (B/Ve) avec objectif de centrage



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Unité de fluorescence

## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
----------------------------	---------------------------------

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	395×390×310 mm
Poids net env.	5,0 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	9,6 kg

## Piktogramme

### STANDARD

