

KERN OBB-A 1251



Objectif planachromatique Infinity (sans lamelle) 20 x /0,4, (8,35 mm) (à ressort)



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Objectifs pour microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Piktogramme

STANDARD

