

KERN OBB-A3203



Achromatisch objectief, 4 x /0,1 (27 mm mm), Anti Fungus



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische instrumenten
Productgroep	Microscoop objectieven

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	27×25×25 mm
--------------------	-------------

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

Piktogramme

STANDARD

