

KERN OBB-A3205



Objectif achromatique, 40 x /0,65 (à ressort) (0,6 mm mm), Antifongique



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Objectifs pour microscope

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	33×25×25 mm
--------------------	-------------

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Piktogramme

STANDARD

