

KERN ODC 241

KERN

Digitale microscopie op de nieuwste stand van de techniek - tablet met geïntegreerde camera voor optimale observatie en digitale documentatie van het monster



Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	275x230x85 mm
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Microscopcamera's

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm type	LCD-touch
Scherm grootte	9,7"
Scherm resolutie	2048x1536

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	238x51x206 mm
Camera type	Tablet-Kamera
Camera resolutie	5 MP
Camera sensortype	CMOS
Camera sensorformaat	1/2,5"
Camera kleurdiepte	Kleur
Camera framerate	30 fps
Camera typen bevestiging	C-Mount schroefdraad

Functies

Geheugen - totale grootte	128 GB
Interfaces	WiFi standaard USB 2.0 HDMI MicroSD
Ondersteunde besturingssystemen	Android

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
--------------------------------------	-----------------