


KERN ODC 861

KERN

La caméra refroidie pour votre examen professionnel de la fluorescence



Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	270×250×130 mm
Poids net env.	2,6 kg
Poids brut env.	2,6 kg
Poids d'expédition	2,5765 kg

Piktogramme

STANDARD



USB 3.0 SOFTWARE 1 DAY

Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Microscopes
Groupe de produit	Caméras microscopes

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	80×80×103 mm
Caméra type	USB3 Mikroskopkamera (Kühlung) - C-Mount
Caméra résolution	20 MP
Caméra type de capteur	Sony CMOS
Caméra taille de capteur	1"
Caméra profondeur de couleur	Couleur
Caméra framerate	5 - 30 fps
Caméra types de fixation	C-Mount filetage

Fonctions

Interfaces	USB 3.0
Systèmes d'exploitation supportés	Win XP Win 7 Win 8 Win 10 Android iOS

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
-----------------------	-----