


# KERN ODC 861

# KERN

De gekoelde camera voor uw professionele fluorescentie-onderzoek



Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	270x250x130 mm
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	2,5765 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Microscopcamera's

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	80x80x103 mm
Camera type	USB3 Mikroskopcamera (Kühlung) - C-Mount
Camera resoluti	20 MP
Camera sensortype	Sony CMOS
Camera sensorformaat	1"
Camera kleurdiepte	Kleur
Camera framerate	5 - 30 fps
Camera typen bevestiging	C-Mount schroefdraad

## Functies

Interfaces	USB 3.0
Ondersteunde besturingssystemen	Win XP Win 7 Win 8 Win 10 Android iOS

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH

## Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
--------------------------------	-----