

# KERN ODC-A2403

Lame d'étalonnage avec micromètre (0,01 mm)



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Pinces

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	80×50×40 mm
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

## Piktogramme

STANDARD

