

# KERN OIV 656

De professionele videomicroscoop met autofocus

# KERN



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Videomicroscopen

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	372×285×482 mm
Optisch systeem	Axiaal
Contrastmethode	Helderveld
Camera resolutie	2 MP
Camera sensortype	CMOS
Camera sensorformaat	1/2,8"
Camera kleurdiepte	Kleur
Camera framerate	30 fps

## Focus

Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Blikveld [Max]	12,64 mm
Draaimomentregeling	✓
Focusmechanisme	grove scherpstelling
Monsterhoogte [Max]	85 mm

## Verlichting

Verlichting dimbaar	Opvallend licht
Verlichtingssterkte	Opvallend licht

## Functies

Geheugenfunctie	✓
Geheugen - totale grootte	128 GB
Interfaces	HDMI USB-Device

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×350×630 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	15 kg

## Piktogramme

### STANDARD

