

KERN ORA 2PA

KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied:
urine



Diensten

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie 961-290

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
schalen	Refractive index Urine (spec. gravity) Serum proteïne
Meetbereiken	1,3330 nD - 1,3600 nD 1,000 sgU - 1,050 sgU 0 g/dl - 12 g/dl
Aflesbaarheden [d]	0,0005 nD 0,002 sgU 0,2 g/dl

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	178×40×40 mm
--------------------	--------------

Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
--	---

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,31 kg