

KERN ORA 2PB



Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie, Domaine d'application : Urine



Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-290

Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Réfractomètres
Groupe de produit	Réfractomètres analogiques

Système de mesure

Température de mesure [Min] (°C)	20 °C
Température de mesure [Max] (°C)	20 °C
Liquide d'étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Graduations	Refractive index Urine (spec. gravity) Serum proteine
Plage de mesures	1,3330 nD - 1,3600 nD 1,000 sgU - 1,050 sgU 0 g/dl - 12 g/dl
Lectures [d]	0,0005 nD 0,002 sgU 0,2 g/dl

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	178×40×40 mm
--------------------	--------------

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	215×94×65 mm
Dimensions du conteneur de transport (L×P×H)	205×75×55 mm
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,31 kg