

KERN ORA 5PB

KERN

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie, Toepassingsgebied:
urine

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Analoge refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	20 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	20 °C
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
schaalen	Urine (spec. gravity) - cat Urine (spec. gravity) - dog Serum proteïne
Meetbereiken	1,000 sgU - 1,060 sgU 1,000 sgU - 1,060 sgU 2 g/dl - 14 g/dl
Af leesbaarheden [d]	0,001 sgU 0,001 sgU 0,1 g/dl

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×40×40 mm
--------------------	--------------

Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,356 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
---------------------------------------	---------