

KERN ORA-A 1008



Kalibratieblok voor refractometer voor sieraden



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische instrumenten
Productgroep	Kalibratievloeistof

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	15×10×10 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Piktogramme

STANDARD

