

KERN ORA-A 1010

Lot de 5 pièces liquide d'étalonnage (eau distillée) match 0 % ; 2,5 ml



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Liquide d'étalonnage

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	100×70×30 mm
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,40 kg
Poids d'expédition	0,4 kg

Piktogramme

STANDARD

