

# KERN ORA-A2 107



Housse en cuir pour réfractomètre analogique, noire



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Valises & sacs

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	200×150×70 mm
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,4 kg

## Piktogramme

STANDARD

