

KERN ORM 2UN

Digitale meting van de brekingsindex voor universele toepassingen

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometers
Productgroep	Digitale refractometer

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	0 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	40 °C
schaalen	Refractive index Brix Urine (spec. gravity) - cat Urine (spec. gravity) - dog
Meetbereiken	1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % 1,000 sgU - 1,060 sgU 1,000 sgU - 1,060 sgU
Afleesbaarheden [d]	0,0001 nD 0,1 % 0,001 sgU 0,001 sgU
Nauwkeurigheidsgraad	0,0003 nD 0,2 % 0,002 sgU 0,002 sgU

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	121×58×25 mm
--------------------	--------------

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	60 sec
Bescherming IP - complete unit	IP65

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
---	----------

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	170×110×50 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
--	---------

Piktogramme

STANDARD

