

# KERN OZB-A45 15UK

# KERN

Double col-de-cygne lumineux 6W LED; 5600-6300 ; 300 mm



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Microscopes
Groupe de produit	Microscope stéréo

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	120×370×250 mm
Intensité d'éclairage	6 W
Température de couleur	5600-6300 K
Col-de-cygne longueur	300 mm

## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	2,0 kg

## Piktogramme

STANDARD

