

KERN OZB-A45 16



Double col-de-cygne lumineux ;



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Microscopes
Groupe de produit	Microscope stéréo

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	100×200×150 mm
Intensité d'éclairage	20 W
Température de couleur	6400 K
Éclairage à intensité variable	✓
Col-de-cygne longueur	540 mm

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	4,0 kg

Piktogramme

STANDARD

