


KERN OZB-A4603



Pince à objet pour tôle de cuivre des microscopes à bijoux



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Pinces

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	130×45×15 mm
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,3 kg

Piktogramme

STANDARD



1 DAY