

KERN OZB-A48 15

Insert en verre dépoli /Ø 59,5 mm

KERN



Catégorie

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Marque | Optics |
| Catégorie de produit | Instruments optiques |
| Groupe de produit | Support pour microscope stéréo |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 100×100×10 mm |
| Poids net env. | 0,10 kg |
| Poids brut env. | 0,30 kg |
| Poids d'expédition | 0,3 kg |

Piktogramme

STANDARD

