

KERN OZB-A5 190

Insert en verre dépoli / Ø 94,5 mm

KERN



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Support pour microscope stéréo

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	100×100×10 mm
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,3 kg

Piktogramme

STANDARD

