

# KERN OZB-A5604



Objectif achromatique 1,5 x, uniquement avec OZB-A5603



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produit	Instruments optiques
Groupe de produit	Objectifs pour microscope

## Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	55×55×25 mm
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

## Piktogramme

STANDARD

