

# KERN OZB-A5707



C-mount-camera-adapter voor SLR camera's (Olympus)



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische instrumenten
Productgroep	Microscoop camera-adapter

## Ontwerp

Type camera-adapter	Bayonett
Ondersteunde cameratypes	Olympus
C-Mount vergroting	3,5 x
C-Mount focusseerbaar	✓

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×80×50 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD

