

# KERN OZG 493

De specialist voor juweliers en de sieradenindustrie

# KERN



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Stereomicroscopen

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	310x170x350 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Contrastmethode	Helderveld Donkerveld
Oculairen vast	✓
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm

## Oculair

Oculair veldbreedte	WF
Oculair vergroting	10 x
Oculair diameter	30,5 mm
Oculair gezichtsveld	20 mm
Objectieven vergroting	0,7 x - 3,6 x

## Focus

Zoom [Min]	0,7 x
------------	-------

Zoom [Max]	3,6 x
Blikveld [Max]	28 mm
Draaimomentregeling	✓
Focusmechanisme	grove scherpstelling

## Verlichting

Verlichting	12 V, 10W Halogen (transmitted), 10W Halogen (reflected)
Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	470x365x292 mm
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg

## Piktogramme

### STANDARD

