



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Stereomicroscopen

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	300×240×420 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculair
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Contrastmethode	Helderveld
Straalpadverdeling	100:0
Oculairen vast	✓
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm

Oculair

Oculair veldbreedte	HWF
Oculair vergroting	10 x
Oculair diameter	30 mm
Oculair gezichtsveld	20 mm
Gezichtspunt	High Eye Point
Objectieven vergroting	0,7 x - 4,5 x

Focus

Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Blikveld [Max]	28,6 mm
Draaimomentregeling	✓
Focusmechanisme	grove scherpstelling

Verlichting

Verlichting dimbaar	Opvallend licht
Verlichtingssterkte	Opvallend licht

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	452×414×290 mm
Nettogewicht ca.	4,2 kg
Brutogewicht ca.	7 kg

Piktogramme