

KERN OZM 546



Eersteklas optiek en krachtige verlichting, in combinatie hoge flexibiliteit



Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	310x300x220 mm
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg

Piktogramme

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Stereomicroscopen

Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm

Oculair

Oculair veldbreedte	HSWF
Oculair vergroting	10 x
Oculair diameter	30 mm
Oculair gezichtsveld	23 mm
Gezichtspunt	High Eye Point
Objectieven vergroting	0,7 x - 4,5 x

Focus

Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Blikveld [Max]	5,1 mm
Monsterhoogte [Max]	130 mm

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	geen stroomvoorziening geen batterij
--------------------------------------	---