

# KERN OZM 547



Eersteklas optiek en krachtige verlichting, in combinatie hoge flexibiliteit



## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	310x300x220 mm
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscopen
Productgroep	Stereomicroscopen

## Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Trinoculair
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Straalpadverdeling	100:0
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm

## Oculair

Oculair veldbreedte	HSWF
Oculair vergroting	10 x
Oculair diameter	30 mm
Oculair gezichtsveld	23 mm
Gezichtspunt	High Eye Point
Objectieven vergroting	0,7 x - 4,5 x

## Focus

Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Blikveld [Max]	5,1 mm
Monsterhoogte [Max]	130 mm

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	geen stroomvoorziening geen batterij
--------------------------------------	---