

KERN OZP 552

Stereomicroscop binoculaire

KERN



Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 310x300x220 mm |
| Nettogewicht ca. | 2,6 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,0 kg |

Piktogramme

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscopen |
| Productgroep | Stereomicroscopen |

Ontwerp

| | |
|------------------------------|--------------|
| Optisch systeem | Greenough |
| Tubus type | Trinoculaire |
| Hoek van de tubus | 35° |
| Tubus 360° rotatie | ✓ |
| Straalpadverdeling | 100:0 |
| Dioptrische aanpassing | beide zijden |
| Interpupilaire afstand [Min] | 52 mm |
| Interpupilaire afstand [Max] | 76 mm |

Oculair

| | |
|------------------------|----------------|
| Oculair veldbreedte | HSWF |
| Oculair vergroting | 10 x |
| Oculair diameter | 30 mm |
| Oculair gezichtsveld | 23 mm |
| Gezichtspunt | High Eye Point |
| Objectieven vergroting | 0,6 x - 5,5 x |

Focus

| | |
|---------------------|--------|
| Zoom [Min] | 0,6 x |
| Zoom [Max] | 5,5 x |
| Blikveld [Max] | 4,2 mm |
| Monsterhoogte [Max] | 110 mm |

Stroomvoorziening

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | geen stroomvoorziening geen batterij |
|--------------------------------------|---|