

KERN PBS-A03



Set voor de dichtheidsbepaling, standaard, kan achteraf toegevoegd worden



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Set voor de dichtheidsbepaling

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	410x320x235 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,4 kg
Verzendgewicht	6,2 kg

Piktogramme

STANDARD

