

KERN PBS-A04



Jeu de détermination de la densité des liquides et des matières solides avec une densité $\leq/\geq 1$



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances
Groupe de produit	Kit de détermination de la densité

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	410×320×235 mm
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	2,6 kg
Poids d'expédition	6,2 kg

Piktogramme

STANDARD

