

# KERN PBS-A04

Set ter bepaling van de dichtheid van vloeistoffen en vaste stoffen met een dichtheid  $\leq/\geq 1$



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Set voor de dichtheidsbepaling

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	410x320x235 mm
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	6,2 kg

## Piktogramme

STANDARD

