

# KERN PET-A09

# KERN

USB-barcodescanner, handmatige uitvoering, totale afmetingen B×D×H  
152×84×63 mm



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Andere

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×84×63 mm
Materiaal	kunststoffen

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	240×108×180 mm
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

## Piktogramme

### STANDARD

