

KERN TGD 50-3CS05

KERN

Balance à carats de poche compacte pour la pesée précise de bijoux et de pierres précieuses



Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	96×149×36 mm
Dimensions surface de pesée (Ø)	65 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	Plastiques
Matériau chambre de protection	plastique
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	4
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	5 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Protection IP - dispositif complet	-

Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation fourni	Alimentation électrique et batterie incluses
Pile	4×1.5 V AAA
Pile temps de chargement	150 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	15 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	2,4 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produit	Balances de poche

Système de mesure

Lecture [d]	0,001 g
Lecture carat [d] (ct)	0,005 ct
Portée [Max]	50 g
Portée [Max] (ct)	250 ct
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,005 g
Reproductibilité	0,003 g
Linéarité	± 0,003 g
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	50.000
Plage de tare	50 g
Unités de mesure	g gn dwt ozt ct oz
Unité préreglée	g
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	50 g (F2)
Points d'ajustage possibles	50 g

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran hauteur de chiffres	20 mm
Écran rétroéclairage	oui
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

KERN TGD 50-3CS05



Balance à carats de poche compacte pour la pesée précise de bijoux et de pierres précieuses

Piktogramme

STANDARD



OPTION

