


KERN TVL-XS

KERN

Banc d'essai manuel pour mesures de force de traction et compression précises jusqu'à 100 N



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Bancs d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	300×250×160 mm
Dimensions (L×P×H)	300×250×160 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	300×250×160 mm
Matériau boîtier	aluminium
Force générée [Max]	100 N
Course de déplacement [Max]	200 mm

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	400×260×220 mm
Poids net env.	4,6 kg
Poids brut env.	5,0 kg
Poids d'expédition	5 kg

Piktogramme

STANDARD



1 DAY