

KERN TVP-L

KERN

Bancs d'essai manuels pour la mesure des forces de compression, même avec mesure de longueur digital



Piktogramme

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Bancs d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel

Système de mesure

Longueur mesurable [Max]	10 cm
Tolérance (longueur mesurée)	2%

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×233×420 mm
Matériau boîtier	métal, laqué
Force générée [Max]	500 N
Hauteur de la chambre de mesure [Max]	315 mm
Course de déplacement avec mouvement de levier / déclencher [Max]	78 mm

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	570×275×240 mm
Poids net env.	11 kg
Poids brut env.	12 kg
Poids d'expédition	12 kg