


# KERN TVP



Bancs d'essai manuels pour la mesure des forces de compression, même avec mesure de longueur digital



## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Bancs d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel

## Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×233×420 mm
Matériau boîtier	métal, laqué
Force générée [Max]	500 N
Hauteur de la chambre de mesure [Max]	315 mm
Course de déplacement avec mouvement de levier / déclencher [Max]	78 mm

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	570×275×240 mm
Poids net env.	11 kg
Poids brut env.	12 kg
Poids d'expédition	12 kg

## Piktogramme

STANDARD

