

KERN YDB-03

Kit de densité universel

KERN



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances
Groupe de produit	Kit de détermination de la densité

Forme de construction

Matériau	inox
----------	------

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	390×245×210 mm
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	4 kg

Piktogramme

STANDARD

