

KERN YDB-04



Jeu de détermination de la densité des matières liquides et solides avec une densité $\leq/\geq 1$, affichage de la densité direct à l'écran



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances
Groupe de produit	Kit de détermination de la densité

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	68×3×139 mm
Matériau	inox

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	135×200×30 mm
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,15 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

Piktogramme

STANDARD

