

KERN YKP-02

Statiefhoogte 750-1000 mm, Edelstaal



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschalen
Productgroep	Statiefs

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	450×450×80 mm
Statief hoogte	750 mm

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	440×390×165 mm
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
Verzendgewicht	5,7 kg

Piktogramme

STANDARD

